

	Laboratório IMUNOLAB Transplantes			
	Orientações para clientes e pacientes: PRA - PAINEL DE REATIVIDADE DE ANTICORPOS (anti- HLA)			
	Código:	FSQ0048	Versão:	2
	Situação:	PUBLICADO	Página:	1/1

Método:

Ensaio de fase sólida (LABScreen Single Antigen) por Luminex

Material e tubo de coleta:

Soro

RECEPTOR: 1 tubo (5mL) de sangue em tubo de seco (tampa vermelha) para obtenção de soro.

Jejum

8 horas. Medicamentos em uso devem ser ingeridos com água.

Instruções de conservação e envio:

- Amostras de sangue mantidas no tubo de coleta: transportar em temperatura ambiente (10 a 30°C). Entregar no laboratório até 24h após a coleta.
- Amostras de soro separadas em tubo do tipo Eppendorf: Manter as amostras congeladas (0 a -20°C) e transportá-las sob refrigeração (2 a 8°C) até a data de entrega no laboratório que deverá ser no máximo de 10 dias após a data de coleta.

Critérios de rejeição das amostras

Sem identificação, material ou tubo de coleta inadequado, volume insuficiente.

Documentação necessária:

Pedido médico, cópia do documento de identificação do paciente e doadores e formulário de informações clínicas fornecido pelo laboratório

Dias e horário para a entrega de amostra:

Segunda a sexta-feira de 07h às 16h00.

Prazo para de entrega do resultado: até 10 dias úteis.

	Elaboração	Aprovação
Data:	12/11/2021	12/11/2021
Assinaturas:		