

|                                                                                   |                                                                                                     |           |         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----|
|  | <b>Laboratório IMUNOLAB Transplantes</b>                                                            |           |         |     |
|                                                                                   | <b>Orientações para clientes e pacientes: PRA - PAINEL DE REATIVIDADE DE ANTICORPOS (anti- HLA)</b> |           |         |     |
|                                                                                   | Código:                                                                                             | FSQ0048   | Versão: | 4   |
|                                                                                   | Situação:                                                                                           | PUBLICADO | Página: | 1/1 |

**Método:**

Ensaio de fase sólida (LABScreen Single Antigen) por Luminex

**Material e tubo de coleta:**

Soro

RECEPTOR: 1 tubo (5mL) de sangue em tubo de seco (tampa vermelha) para obtenção de soro.

**Jejum**

8 horas. Medicamentos em uso devem ser ingeridos com água. Diabéticos devem evitar alimentar-se com derivados do leite.

**Instruções de conservação e envio:**

- Amostras de sangue mantidas no tubo de coleta: transportar em temperatura ambiente (10 a 30°C). Entregar no laboratório até 72h após a coleta.
- Amostras de soro processadas e separadas em tubo do tipo Eppendorf: manter as amostras congeladas (0 a -20°C) e transportá-las sob refrigeração (2 a 8°C) até a entrega no laboratório que deverá ser no máximo de 10 dias após a data de coleta.

**Critérios de rejeição das amostras**

Sem identificação, material ou tubo de coleta inadequado, tubo quebrado, volume de amostra insuficiente.


**Documentação necessária:**

Pedido médico, cópia do documento de identificação do paciente e doadores e formulário de informações pessoais e clínicas (fornecido pelo laboratório).

**Dias e horário para a entrega de amostra:**

Segunda a sexta-feira de 07h às 16h00.

**Prazo para de entrega do resultado:** até 10 dias úteis.

|              | <b>Elaboração</b>                                                                   | <b>Aprovação</b>                                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Data:        | 17/03/2023                                                                          | 17/03/2023                                                                            |
| Assinaturas: |  |  |